



## Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı



HS-12



HS-17



HS-19



HSC-19T



Güçlü manyetik



Prop tutucu stand standart



Korozyon önleyici seramik tabla



Güvenlik devresi, aşırı sıcaklık koruması

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	HS-12	HS-17	HS-19	HSC-19T
Çalışma Tablası Boyutu	12*12cm	17*17cm	19*19cm	19*19cm
Çalışma Tablası Malzemesi	Aliminyum tabla	Aliminyum tabla	Seramik kaplı tabla	Seramik kaplı tabla
Karıştırma Hız Aralığı	0-1600rpm	0-1600rpm	0-1600rpm	200-2000rpm
İşlev	Isıtma ve karıştırma	Isıtma ve karıştırma	Isıtma ve karıştırma	Isıtma ve karıştırma
Isıtma Gücü	180W	500W	600W	600W
Maksimum Çalışma Plakası Sıcaklığı	Oda sıcaklığı+5-280°C	Oda sıcaklığı+5-300°C	Oda sıcaklığı+5-350 °C	Oda sıcaklığı+5-380 °C
Karıştırma Kapasitesi	1L	3L	5L	5L

# Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı



Güçlü manyetik alan



Korozyon önleyici seramik tabla



PT1000 harici ısı sensörü



Aşırı sıcaklık koruması

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	HS5S	Çalışma Plakası	φ135mm Korozyon önleyici seramik tabla
Motor	Fırçasız motor	Çalışma Plakası Sıcaklığı	Oda sıcaklığı +5 - 260° ayarlanabilir
Maksimum Karıştırma Hacmi	2L (H <sub>2</sub> O)	Güç	400W
Karıştırma Hız Aralığı	50-1500rpm - 10rpm	Sıcaklık Sensörü	PT1000'in içi ve dışı
Karıştırma Çubuğu Boyutu	20-40mm	Voltaj	AC110/220V
Karıştırma Yönü	Sağa	Ürün Boyutu	155*220*700mm
Koruma Seviyesi	IP42	Net Ağırlığı	0.7KG