

# Çoklu Manyetik Karıştırıcı



Senkronize veya asenkron çalışacak şekilde ayarlanabilir



Zamanlama fonksiyonu



Her konum ayrı hızlarda çalışabilir



Anti korozyon yüzey



Dayanıklı fırçasız motorlar

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	MMS4Pro	MMS8Pro
Kontrol	Her konum ayrı hızlarda çalışabilir	Her konum ayrı hızlarda çalışabilir
Karıştırma Noktası Sayısı	4	8
Maksimum Kapasite	4*500ml	8*500ml
Çalışma Plakası Boyutu	4*(110*110mm)	8*(110*110mm)
Motor	Fırçasız motor	Fırçasız motor
Çalışma Hız Aralığı Ve Hız Artış Adımı	50-1500rpm - 10rpm	50-1500rpm - 10rpm
Balık Boyutu	20-50mm	20-50mm
Zamanlama	23s / 59dk / 59sn	23s / 59dk / 59sn
Voltaj	AC100-240V	AC100-240V