



## Manyetik Karıştırıcı



Güçlü manyetik alan



Geniş hız aralığı



Dayanıklı fırçasız motor



Döner Düğme

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	MS3	Uygun Balık Boyutu	20 - 30mm
Kontrol	Döner Düğme	Güç	3W
Motor Tipi	Fırçasız Motor	Koruma Seviyesi	IP42
Çalışma Plakası Boyutu	125mm	Voltaj	100 - 240V, 50/60Hz
Hız	200- 1800 rpm	Ortam Çalışma Sıcaklığı	5 - 40°C, %80 BN
Maksimum Karıştırma Hacmi	1L (H2O)	Ürün Boyutu	138*130*41mm
GW / KB	0.22 / 0.20KG		

# Manyetik Karıştırıcı



Zamanlama işlevi



Geniş kapasite

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Model</b>	<b>MS-15L</b>
<b>Kontrol Modu</b>	Ekran ve Düğme
<b>Ekran</b>	LCD ekran
<b>Güç</b>	20W
<b>Çalışma Plakası</b>	220*220mm
<b>Maksimum Karıştırma Hacmi</b>	15L
<b>Hız Sınırı</b>	50-1500rpm
<b>Hız Düzenleme Doğruluğu</b>	5rpm
<b>Zamanlama Aralığı</b>	1min-23h59min