

## Mini Vorteks Mikser



Kademesiz hız ayarı geniş hız aralığı



Yüksek kaliteli ve renkli silikon



Başlatmak için basın / Kompakt gövde



Fırçasız motor / Dayanıklı

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	VM-300S	VM-300	VM-210
Kontrol Modu	Hız kontrol düğmesi	Sabit hız	Sabit hız
Motor	Fırçasız motor	Fırçasız motor	Fırçasız motor
Genişlik	4.5mm (dairesel salınım)	4.5mm (dairesel salınım)	4.5mm (dairesel salınım)
Maksimum Numune İşleme Kapasitesi	50ML	50ML	50ML
Hız Sınırı	0-3000RPM	3000RPM	2100rpm
Güç	12W	12W	AC100-240V 50/60HZ
Voltaj	100-240V,50/60HZ	100-240V,50/60HZ	100-240V,50/60HZ
Ortam Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C,80%RH	5-40 °C,80%RH	5-40 °C,80%RH