

Viskozimetreler



Viskozimetre



Test süresi ayarlanabilir ve gerçek zamanı gösterebilir



RS 232 haberleşme portu ile test sonuçlarını yazdırabilir



Ölçüm sonuçları tek ekranda okunabilir (Isı,Viskozite,Gram,KU)



Takıp çıkarılması kolay vidasız manyetik spindile

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	SR- 186	SR- 184
Ölçüm Aralığı	40.2KU-141.0KU (27-5250 CP)	40.2KU-141.0KU (27-5250 CP)
Doğruluk	+ 1.0% of full scale range	+ 1.0% of full scale range
Tekrarlanabilirlik	+ 0.5% of full scale range	+ 0.5% of full scale range
Dönüş Hızı	200r/min \pm 0.1r/min	200r/min \pm 0.1r/min
Genel Boyutları	210mm x 180mm x50mm (LxWxH)	210mm x 180mm x50mm (LxWxH)
Paket Ağırlığı	9.2Kg	9.2Kg