

# Çoklu Manyetik Karıştırıcı



304 paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı



Homojen ısıtma



LCD ekran



Dayanıklı fırçasız motorlar

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	MHS4Pro	MHS6Pro
Kontrol	Her konum ayrı hızlarda çalışabilir	Her konum ayrı hızlarda çalışabilir
Karıştırma Noktası Sayısı	4	6
Maksimum Kapasite	4*500ml	6*500ml
Çalışma Plakası Boyutu	4*(110*110mm)	6*(110*110mm)
RPM	50-1200rpm	50-1200rpm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	120°C	120°C
Zamanlama	1min-19h-59min	1min-19h-59min
Güç	240W	360W
Voltaj	AC 220V	AC 220V